


Трубки для любой шеи



**Трахеостомические трубки с принадлежностями,
наборы для трахеостомии**

ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ ТРУБКИ БЕЗ МАНЖЕТЫ

Portex Blue Line "Ultra"

PORTEX



Трахеостомическая трубка без манжеты с принадлежностями: двумя внутренними канюлями, тесьмой для фиксации трубки, ершиком для чистки трубки

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С)	Угол изгиба	Внутренний диаметр канюли(мм)
100/811/060	6.0	9.2	64.5	105	5.0
100/811/070	7.0	10.5	70.0	105	5.5
100/811/075	7.5	11.3	73.0	105	6.0
100/811/080	8.0	11.9	75.5	105	6.5
100/811/085	8.5	12.6	78.0	105	7.0
100/811/090	9.0	13.3	81.0	105	7.5
100/811/100	10.0	14.0	87.5	105	8.5



Трахеостомическая трубка без манжеты фенестрированная (отверстия на изгибе) с принадлежностями: двумя внутренними канюлями, тесьмой для фиксации трубки, ершиком для чистки трубки

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С)	Угол изгиба	Внутренний диаметр канюли(мм)
100/813/060	6.0	9.2	64.5	105	5.0
100/813/070	7.0	10.5	70.0	105	5.5
100/813/075	7.5	11.3	73.0	105	6.0
100/813/080	8.0	11.9	75.5	105	6.5
100/813/085	8.5	12.6	78.0	105	7.0
100/813/090	9.0	13.3	81.0	105	7.5
100/813/100	10.0	14.0	87.5	105	8.5

Portex Blue Line




Трахеостомическая трубка без манжеты с коннектором

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина			Угол изгиба
			A	B	C	
100/506/030	3.0	4.2	13	1	21	90
100/506/035	3.5	4.9	14	2	23	90
100/506/040	4.0	5.6	15	4	24	90
100/506/045	4.5	6.2	18	5	25	90
100/506/050	5.0	6.9	17	6	27	90
100/506/060	6.0	8.3	20	5	30	90
100/506/070	7.0	9.7	24	8	35	90
100/506/075	7.5	10.4	26	7	38	90
100/506/080	8.0	11.0	28	8	40	90
100/506/090	9.0	12.4	33	9	45	90
100/506/100	10.0	13.7	37	11	50	90



Трахеостомическая трубка без манжеты с коннектором, с отверстием на изгибе

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина			Угол изгиба
			A	B	C	
100/536/030	3.0	4.2	13	1	21	90
100/536/035	3.5	4.9	14	2	23	90
100/536/040	4.0	5.6	15	4	24	90
100/536/045	4.5	6.2	18	5	25	90
100/536/050	5.0	6.9	17	6	27	90
100/536/060	6.0	8.3	20	5	30	90
100/536/070	7.0	9.7	24	8	35	90
100/536/075	7.5	10.4	26	7	38	90
100/536/080	8.0	11.0	28	8	40	90
100/536/090	9.0	12.4	33	9	45	90
100/536/100	10.0	13.7	37	11	50	90



Трахеостомическая силиконовая трубка Portex

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Вся длина трубки (мм)
60A150	5.0	7.3	60
60A160	6.0	8.7	70
60A170	7.0	10.0	80
60A180	8.0	11.0	88
60A190	9.0	12.3	98
60A195	9.5	13.3	98

Дополнительные аксессуары

Внутренние канюли для трахеостомических трубок



Каталожный номер
100/850
100/851 фенестрированная

Термовент Т2 дыхательный- "искусственный нос"



Каталожный номер
100/570/022

Голосовой клапан ORATOR



Каталожный номер
100/550/000

ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ ТРУБКИ С МАНЖЕТОЙ

Portex Blue Line "Ultra"

PORTEX



Трахеостомическая трубка с манжетой "Софт-Сеал"

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С)	Угол изгиба	Диаметр манжеты(мм)
100/800/060	6.0	9.2	64.5	105	20
100/800/070	7.0	10.5	70.0	105	24
100/800/075	7.5	11.3	73.0	105	30
100/800/080	8.0	11.9	75.5	105	30
100/800/085	8.5	12.6	78.0	105	30
100/800/090	9.0	13.3	81.0	105	30
100/800/100	10.0	14.0	87.5	105	30



Трахеостомическая трубка с манжетой "Софт-Сеал" с принадлежностями: двумя внутренними канюлями, тесьмой (воротничком) для фиксации трубки, ершиком для чистки трубки

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С)	Угол изгиба	Внутренний диаметр канюли(мм)	Диаметр манжеты(мм)
100/810/060	6.0	9.2	64.5	105	5.0	20
100/810/070	7.0	10.5	70.0	105	5.5	24
100/810/075	7.5	11.3	73.0	105	6.0	30
100/810/080	8.0	11.9	75.5	105	6.5	30
100/810/085	8.5	12.6	78.0	105	7.0	30
100/810/090	9.0	13.3	81.0	105	7.5	30
100/810/100	10.0	14.0	87.5	105	8.5	30



Трахеостомическая трубка с манжетой "Софт-Сеал", фенестрированная (отверстия на изгибе) с принадлежностями: двумя внутренними канюлями, тесьмой (воротничком) для фиксации трубки, ершиком для чистки трубки

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С)	Угол изгиба	Внутренний диаметр канюли(мм)	Диаметр манжеты(мм)
100/812/060	6.0	9.2	64.5	105	5.0	20
100/812/070	7.0	10.5	70.0	105	5.5	24
100/812/075	7.5	11.3	73.0	105	6.0	30
100/812/080	8.0	11.9	75.5	105	6.5	30
100/812/085	8.5	12.6	78.0	105	7.0	30
100/812/090	9.0	13.3	81.0	105	7.5	30
100/812/100	10.0	14.0	87.5	105	8.5	30



Трахеостомическая трубка "Suctionaid" с каналом для санации пространства над манжетой

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С)	Угол изгиба	Диаметр манжеты(мм)
100/860/060	6.0	9.2	64.5	105	20
100/860/070	7.0	10.5	70.0	105	24
100/860/075	7.5	11.3	73.0	105	30
100/860/080	8.0	11.9	75.5	105	30
100/860/085	8.5	12.6	78.0	105	30
100/860/090	9.0	13.3	81.0	105	30
100/860/100	10.0	14.0	87.5	105	30



Трахеостомическая трубка "Suctionaid" с принадлежностями: двумя сменными внутренними канюлями, тесьмой (воротничком) для фиксации трубки на шее пациента и ершиком для ухода за канюлями

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С)	Угол изгиба	Внутренний диаметр канюли(мм)	Диаметр манжеты(мм)
100/870/060	6.0	9.2	64.5	105	5.0	20
100/870/070	7.0	10.5	70.0	105	5.5	24
100/870/075	7.5	11.3	73.0	105	6.0	30
100/870/080	8.0	11.9	75.5	105	6.5	30
100/870/085	8.5	12.6	78.0	105	7.0	30
100/870/090	9.0	13.3	81.0	105	7.5	30
100/870/100	10.0	14.0	87.5	105	8.5	30



Трахеостомическая трубка "UniPerс", армированная, с регулируемой глубиной введения, с манжетой "Софт-Сеал", с принадлежностями

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наличие манжеты
100/897/070	7.0	есть
100/897/080	8.0	есть
100/897/090	9.0	есть
100/899/070	7.0	нет
100/899/080	8.0	нет
100/899/090	9.0	нет

ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЕ ТРУБКИ С МАНЖЕТОЙ


Portex Blue Line

PORTEX



Трахеостомическая трубка с манжетой низкого давления “Профайл”

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина			Угол изгиба	Наружный диаметр манжеты (мм)
			A	B	C		
100/518/060	6,0	8,3	20	5	30	90	19
100/518/070	7,0	9,7	24	6	35	90	22
100/518/075	7,5	10,4	26	7	38	90	24
100/518/080	8,0	11,0	28	8	40	90	27
100/518/090	9,0	12,4	33	9	45	90	30
100/518/100	10,0	13,7	37	11	50	90	32



Трахеостомическая трубка с манжетой “Софт-Сеал”, с регулируемым положением фланца трубки

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)
100/523/060	6,0	8,2
100/523/070	7,0	9,6
100/523/080	8,0	10,9
100/523/090	9,0	12,3
100/523/100	10,0	13,7

Специализированные силиконовые трубки Portex

Трахеостомическая трубка с манжетой, расправляющейся на вдохе- автоконтроль, с каналом для санации надманжетного пространства



Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С) (мм)
855150	5,0	7,3	60
855160	6,0	8,7	70
855170	7,0	10,0	80
855180	8,0	11,0	88
855190	9,0	12,3	98
855195	9,5	13,3	98

Трахеостомическая силиконовая армированная трубка с манжетой низкого давления высокого объема, с регулируемой длиной трубки



Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С) (мм)
75HA60	6,0	9,2	110
75HA70	7,0	10,6	120
75HA80	8,0	11,7	130
75HA90	9,0	12,9	140

Наборы для чрескожной трахеостомии



Набор для чрескожной трахеостомии по методике Григса

Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Длина (С) (мм)	Угол изгиба	Диаметр манжеты (мм)	Комплектация
100/891/070	7,0	10,5	70,0	105	24	с зажимом
100/891/080	8,0	11,9	75,5	105	30	с зажимом
100/891/090	9,0	13,3	81,0	105	30	с зажимом
100/893/070	7,0	10,5	70,0	105	24	без зажима
100/893/080	8,0	11,9	75,5	105	30	без зажима
100/893/090	9,0	13,3	81,0	105	30	без зажима

Набор для чрескожной трахеостомии “Ультраперк” с дилататором



Каталожный номер	Внутренний диаметр (мм)	Длина (С) (мм)	Внутренний диаметр канюли (мм)	Диаметр манжеты (мм)
100/561/070	7,0	70,0	5,5	24
100/561/080	8,0	75,5	6,5	30
100/561/090	9,0	81,0	7,5	30

Набор для чрескожной трахеостомии “Униперк” с дилататором



Каталожный номер	Размер (мм)
100/597/070	7,0
100/597/080	8,0
100/597/090	9,0